


ACCESS ONE

Le soin. À sa juste place.

Fauteuil de soins avec
scialytique intégré.



Ultrasoft

Sellerie à mémoire de forme

Au pied

Commande du fauteuil

8 LEDs

Scialytique intégré



MINDSET

ACCESS ONE • LE CONFORT

LE CONFORT DU PATIENT

Une assise confortable. Une ergonomie intuitive.



01

Le confort au contact

La garniture à mémoire de forme, le revêtement Ultrasoft et les accoudoirs intégrés accueillent le patient tout au long du soin. Les surfaces sont conçues pour un entretien adapté au cabinet.

02

Les réglages au pied

La commande au pied et les positions préprogrammées permettent de repositionner le fauteuil en gardant les mains disponibles.

Choisissez la configuration de commande adaptée à votre organisation : pédale filaire ou version sans fil, selon le devis.



MINDSET

ACCESS ONE · LA LUMIÈRE

SCIALYTIQUE INTÉGRÉ

La lumière, au cœur du poste.



SOURCE LUMINEUSE

8 LEDs

INTENSITÉ RÉGLABLE

**8 000 à
20 000 lux**

COMMANDE SANS CONTACT

Ajustez l'éclairage sans toucher sa commande. Le bras intégré permet de positionner le luminaire autour du poste de travail.

TROIS MODES D'ÉCLAIRAGE

01 **Blanc**

02 **Jaune**

03 **Mixte**

Scialytique 8 LEDs intégré à ACCESS ONE. Le luminaire et son bras sont présentés dans la position photographiée ; le mobilier et les autres équipements sont distincts.



MINDSET

ACCESS ONE · CARACTÉRISTIQUES

LES CARACTÉRISTIQUES

Le fauteuil, dans le détail.

FAUTEUIL ET COMMANDES

Garniture

Mémoire de forme

Revêtement

Ultrasoft

Accoudoirs

Intégrés

Commande du fauteuil

Pédale filaire

Pédale sans fil

Configuration proposée au devis

Positions

Préprogrammées

Fixation au sol

Facultative

SCIALYTIQUE INTÉGRÉ

Source lumineuse

8 LEDs

Intensité lumineuse

8 000 à 20 000 lux

Modes

Blanc, jaune et mixte

Commande

Sans contact



Commande au pied.

L'implantation, les raccordements et le choix de la commande sont définis avec MINDSET selon votre espace et la configuration retenue.




MINDSET

ACCESS ONE · VOTRE INSTALLATION

COMPOSER LE POSTE DE SOINS

Un fauteuil. Un ensemble à composer.



PACK INSTALLATION · SUR DEVIS

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 01 | ACCESS ONE | Fauteuil de soins et scialytique 8 LEDs intégré. |
| 02 | Kart Instrument | Instrumentation, compresseur et réserves embarquées. |
| 03 | Kart Aspiration | Aspiration sur une unité mobile distincte. |

ACCESS ONE est proposé seul avec son scialytique ou dans un Pack Installation. Karts, écrans, mobilier et sièges opérateurs dépendent de l'offre retenue. Composition et prestations détaillées au devis.



ÉCHANGÉONS SUR VOTRE PROJET

Donnons une place à votre projet.

Un fauteuil de soins pensé avec vous.
Une installation adaptée à votre espace.

01 Définir vos besoins

Usages, équipe et espace disponible : nous préparons la configuration avec vous.

02 Choisir votre équipement

Modèle, accessoires et options sont détaillés dans votre devis.

03 Préparer la mise en service

Livraison, installation, formation et garantie sont précisées selon votre projet.

Parlons de votre installation.

info@mindset-global.eu ↗

06 50 06 91 31 ↗

Mindset Global SAS · 2 rue du Général de Gaulle, 35360 Montauban-de-Bretagne
SIREN 920 383 452 · TVA FR69920383452

mindset.dental ↗

Collection MINDSET · Septembre 2026. Visuels d'installation et configurations illustrées. Équipements, options, prestations et conditions de garantie précisés au devis.